

Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1001-01
Fig. 1

obere Schneide- und Eckzähne
upper centrals and canines.



MSI-1002-02
Fig. 2

obere Schneide- und Eckzähne
upper laterals and canines.



MSI-1003-03
Fig. 3

obere Schneide- und Eckzähne
upper incisors and canines.



MSI-1004-04
Fig. 4

untere Schneide- und Eckzähne
lower incisors and canines.




MSI-1005-07
Fig. 7

obere prämolaren
upper premolars.



MSI-1006-08
Fig. 8

untere prämolaren
lower premolars.




MSI-1007-13
Fig. 13

untere prämolaren
lower premolars.


Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern




MSI-1008-17
Fig. 17
obere Molaren, rechts
upper molars, right



MSI-1009-18
Fig. 18
obere Molaren, links
upper molars, left



MSI-1009-18A
Fig. 18A
obere Molaren
upper molars



MSI-1009-18B
Fig. 18B
obere Molaren
upper molars




MSI-1010-19
Fig. 19
obere dritte Molaren
upper third molars

Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern




MSI-1011-20
Fig. 20
untere dritte Molaren
lower third molars



MSI-1012-21
Fig. 21
untere Molaren
lower molars



MSI-1013-22
Fig. 22
untere Molaren
lower molars



MSI-1013-22A
Fig. 22A
untere Molaren
lower molars



MSI-1013-22G
Fig. 22G
untere Molaren
lower molars



MSI-1014-23
Fig. 23
untere Molaren, rechts
lower molars, right

MSI-1015-24
Fig. 24
untere Molaren, links
lower molars, left




MSI-1016-29
Fig. 29

obere Schneidezähne und Wurzeln
upper incisors and roots



MSI-1017-30
Fig. 30

obere Wurzeln
upper roots



MSI-1018-31
Fig. 31

Untere Wurzeln
lower roots



MSI-1019-32
Fig. 32

Untere Molaren
lower molars

Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1020-33
Fig. 33
untere Wurzeln, beide seiten
lower roots, either side



MSI-1020-33A
Fig. 33A
untere Wurzeln, beide seiten
lower roots, either side



MSI-1020-33B
Fig. 33B
untere Wurzeln
lower roots



MSI-1020-01
Fig. 33½
untere Wurzeln
lower roots



MSI-1020-33L
Fig. 33L
untere Wurzeln
lower roots

Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1021-41
Fig. 41

untere Wurzeln
lower roots



MSI-1022-44
Fig. 44

obere Wurzeln
upper roots



MSI-1023-48
Fig. 48

untere Wurzeln
lower roots



MSI-1024-45
Fig. 45

obere Wurzeln
upper roots



MSI-1025-49
Fig. 49

untere Wurzeln
lower roots



MSI-1026-50
Fig. 50

untere Wurzeln
lower roots

Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1027-51
Fig. 51
obere Wurzeln
upper roots



MSI-1027-51A
Fig. 51A
obere Wurzeln
upper roots



MSI-1027-51L
Fig. 51L
obere Wurzeln
upper roots



MSI-1028-52
Fig. 52
obere Wurzeln
upper roots



MSI-1028-52A
Fig. 52A
oberer Zahne und Resektion
upper teeth and resection



MSI-1029-54
Fig. 54

Spaltzänge für obere Molaren-wurzeln
separating forceps for roots of upper molars



MSI-1030-55
Fig. 55

spaltzange für obere Molaren-wurzeln
separating forceps for
roots of upper molars



MSI-1031-56
Fig. 56

Spaltzänge für untere Molaren-wurzeln
Splitting Forceps for roots of lower molars


Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1032-67 1/2 R
Fig 67 1/2 R
obere dritte Molaren, rechts
upper third molars, right



MSI-1032-67 1/2 L
Fig. 67 1/2 L
obere dritte Molaren, links
upper third molars, left



MSI-1032-067
Fig. 67

obere Weisheitszähne
upper wisdoms

MSI-1032-67A
Fig. 67A



MSI-1033-68
Fig. 68
Untere Wurzeln
lower roots



MSI-1033-68A
Fig 68A
Untere Wurzeln
lower roots



MSI-1034-73
Fig. 73
untere Molaren
lower molars

Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1034-73A
Fig. 73A
untere Molaren
lower molars



MSI-1034-73B
Fig. 73B
untere Molaren, für Kinder
lower molars, for children



MSI-1034-73L
Fig. 73L
untere Wurzeln, links
lower roots, left



MSI-1034-73K
Fig. 73K
untere Molaren, für Kinder
lower molars, for children



MSI-1034-73S
Fig. 73S
untere Molaren
lower molars
molares inferiores
molaires inferieures
molari inferiori



MSI-1034-73R
Fig. 73R
untere Wurzeln, rechts
lower roots, right



MSI-1035-74
Fig. 74
untere Wurzeln
lower roots



MSI-1035-74D
Fig. 74D
untere Wurzeln
lower roots

Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1035-74M
Fig. 74M
Untere Wurzeln
lower roots



MSI-1035-74N
Fig. 74N
Untere Wurzeln
lower roots



MSI-1035-74NX
Fig. 74NX
Untere Wurzeln und engstehende
schneidezähne
lower roots and crowded incisors



MSI-1036-75
Fig. 75
untere Prämolaren
lower premolars



MSI-1037-76
Fig. 76
obere Wurzeln
upper roots




MSI-1037-76N
Fig. 76N
obere Wurzeln
upper roots

Zahnzangen, Englische Form
Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1038-79
Fig. 79
untere Weisheitszähne
lower wisdoms



MSI-1038-79A
Fig. 79A
untere Weisheitszähne
lower wisdoms



MSI-1039-80
Fig. 80
obere Molaren Wurzeln
upper molars roots



MSI-1040-86A
Fig. 86A
untere Molaren
lower molars



MSI-1040-86B
Fig. 86B
untere Molaren
lower molars



MSI-1040-86C
Fig. 86C
untere Molaren
lower molars

Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern




MSI-1041-87
Fig. 87

untere Molaren mit kariösen oder ab-
gebrochenen Kronen (Kuhhornschnabel)
lower molars with decayed or




MSI-1044-92
Fig. 92

obere Molaren, rechts
upper right molars




MSI-1042-89
Fig. 89

obere Molaren, rechts
upper right molars



MSI-1043-90
Fig. 90

obere Molaren, links
upper left molars



MSI-1045-93
Fig. 93

obere Molaren, links
upper left molars

Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1046-99
Fig. 99
untere Molaren
lower molars



MSI-1046-99 1/2
Fig. 99 1/2
untere Molaren
lower molars



MSI-1049-104
Fig. 104
obere Wurzeln und Prämolaren
upper roots and premolars



MSI-1046-99 1/4
Fig 99 1/4
untere Molaren
lower molars



MSI-1047-100
Fig. 100
obere Wurzeln
upper roots



MSI-1048-101
Fig. 101
obere Wurzeln und Prämolaren
upper roots and premolars

Zahnzangen, Englische Form
Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1050-102
Fig. 102

obere Molaren, rechts
upper right molars



MSI-1051-103
Fig. 103

obere Molaren, links
upper left molars



MSI-1052-105
Fig. 105

untere Schneidezähne
lower incisors



MSI-1053-106
Fig. 106

untere Schneidezähne
lower incisors



MSI-1054-107
Fig. 107

obere Schneide- und Eckzähne
upper incisors and bicusps

Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1055-112
Fig. 112

obere Wurzeln
upper roots



MSI-1056-113
Fig. 113

obere Wurzeln
upper roots



MSI-1057-114
Fig. 114

Untere Wurzeln
lower roots



MSI-1060-MD1
Fig. MD1

obere Schneide- Eckzähne und Wurzeln
upper incisors, bicuspids and roots




MSI-1058-137
Fig. 137

untere Schneidezähne und Wurzeln
lower incisors and roots




MSI-1059-143
Fig. 143

Untere Wurzeln
lower roots



MSI-1060-MD2
Fig. MD2
obere Molaren
upper molars



MSI-1060-MD4
Fig. MD4
untere Molaren
lower molars




MSI-1061-01F
Felsch
obere Weisheitszähne
upper wisdoms



MSI-1062-01S
STIKSA
Fig. 1
untere Molaren und Weisheitszähne
lower molars and wisdoms



MSI-1062-02S
STIKSA
Fig. 2
untere Molaren, Weisheitszähne, Wurzeln
lower molars, wisdoms, roots



MSI-1060-MD3
Fig. MD3
untere Wurzeln, Schneide- und Eckzähne
lower roots, incisors and bicuspids




MSI-1063-22½ L
Fig. 22½ L
Wisdom router

untere Molaren und Weisheitszähne, links
lower molars and wisdoms, left



MSI-1063-22½ R
Fig. 22½ R
Wisdom-routerier

untere Molaren und Weisheitszähne, rechts
lower molars and wisdoms, right



MSI-1064-33½ L
Fig. 33½ L
Wisdom-routerier

untere Molaren, Weisheitszähne, Wurzeln, links
lower molars, wisdoms, roots, left



MSI-1064-33½ R
Fig. 33½ R
Wisdom-routerier

untere Molaren, Weisheitszähne, Wurzeln, rechts
lower molars, wisdoms, roots, right



MSI-1065-13S
Fig. 13S
untere Prämolaren
lower premolars



MSI-1066-22S
Fig. 22S
untere Molaren
lower molars



MSI-1067-29S
Fig. 29S
obere Wurzeln
upper roots



MSI-1068-30S
Fig. 30S
obere Wurzeln
upper roots



MSI-1069-33S
Fig. 33S
untere Wurzeln
lower roots



MSI-1070-37
Fig. 37
obere Schneide-und Eckzähne
upper incisors and canines



MSI-1071-38
Fig. 38
untere Schneide-und Eckzähne
lower incisors and canines

Zahnzangen, Englische Form
Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1072-39
Fig. 39
obere Molaren
upper molars



MSI-1072-39L
Fig. 39L
obere Molaren, links
upper molars, left



MSI-1072-39R
Fig. 39R
obere Molaren, rechts
upper molars, right



MSI-1074-51S
Fig. 51S
obere Wurzeln
upper roots



MSI-1072-39A
Fig. 39A
obere Molaren, rechts
upper molars, right



MSI-1073-40
Fig. 40
untere Molaren
lower molars

Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1075-1K
Fig. 1

obere Schneidezähne
upper incisors



MSI-1075-2K
Fig. 2

obere Prämolaren
upper premolars



MSI-1075-3K
Fig. 3

obere Molaren
upper molars



MSI-1075-4K
Fig. 4

obere Wurzeln
upper roots



MSI-1075-5K
Fig. 5

untere Schneidezähne
lower incisors



MSI-1075-6K
Fig. 6

untere Molaren
lower molars



MSI-1075-7K
Fig. 7

untere Wurzeln
lower roots



MSI-1076-01
Fig. 1



MSI-1077-03
Fig. 3



MSI-1078-04
Fig. 4



MSI-1079-06
Fig. 6




MSI-1080-07
Fig. 7

**KinderZahnzangen, Englische Form
Extracting Forceps, Children English Pattern**



MSI-1081-158
Fig.158
Children's upper molars
universal



MSI-1082-159
Fig.159
Children's upper teeth
universal



MSI-1083-160
Fig.160
Children's lower molars
universal (Hawk's bill)



MSI-1084-161
Fig.161
Children's lower centrals & roots



MSI-1085-162
Fig.162
Children's upper centrals




MSI-1086-163
Fig.163
Children's upper centrals

Resection Forceps, english Pattern



MSI-1087-37
Fig.37
Children's upper incisors & canines




MSI-1088-39
Fig.39
Children's upper molars
universal



MSI-1089-123
Fig.123
Children's lower teeth
universal



MSI-1090-138
Fig.138
Children's upper
universal & roots




MSI-1091-157
Fig.157
Children's upper
molars universal



MSI-1092-00
Witzel



MSI-1093-00



MSI-1094-00

Busch

Zahnzangen, Englische Form
Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1095-00
Hertz



MSI-1096-00
Hertz

Zahnzangen, amerikanische form
Extracting Forceps, american Pattern




MSI-1097-01
Fig.1
standard

obere Schneide- und Eckzähne
upper incisors and canines




MSI-1098-01
Fig. 1A

obere Schneidezähne und Wurzeln
upper incisors and roots



MSI-1098-02
Fig. 1B
Normal



MSI-1099-02
Fig. 2

obere und untere Wurzeln
upper and lower roots



Fig. 3
Milwaukee

MSI-1100-03
Fig. 3
Milwaukee




Fig. 3 FS
Woodward

MSI-1101-3 FS
Fig. 3 FS
Woodward



MSI-1102-04
Fig. 4


untere und obere Prämolaren
upper and lower premolars



MSI-1103-3 FH
Fig. 3 FH
Woodward




Fig. 3 FH
Woodward



MSI-1104-05
Fig. 5

untere Weisheitszähne
lower third molars



MSI-1105-06
Fig. 6


untere Molaren, Spaltzange
lower molars, splitting forceps



MSI-1106-07
Fig. 7

obere Wurzeln
upper roots

Zahnzangen, Englische Form
Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1107-08
Fig. 8

obere und untere Molaren
upper and lower molars



MSI-1108-10H
Fig. 10H

obere Molaren
upper molars



MSI-1108-10HS
Fig. 10S

obere Molaren
upper molars



MSI-1109-13
Fig. 13

obere Schneidezahne
upper incisors



MSI-1110-14
Fig. 14

untere Schneidezahne
lower incisors



MSI-1111-15
Fig. 15

Zahnzangen, amerikanische form
Extracting Forceps, american Pattern



MSI-1112-16
Fig. 16
untere Molaren
lower molars



MSI-1113-16S
Fig. 16S
untere Molaren, für Kinder
lower molars, for children



MSI-1114-17
Fig. 17
untere Molaren
lower molars



MSI-1115-18R
Fig. 18R
obere Molaren, rechts
upper molars, right



MSI-1115-18L
Fig. 18L
obere Molaren, links
upper molars, left


Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1116-20R




Fig. 20R




MSI-1116-20L



Fig. 20L




MSI-1117-23
Fig. 23



MSI-1118-24
Fig. 24



Fig. 24



MSI-1119-27





Fig. 27



MSI-1120-29S



Fig. 29S



MSI-1121-32





Fig. 32
Parmly

Zahnzangen, amerikanische form
Extracting Forceps, american Pattern



MSI-1122-34




MSI-1123-35




MSI-1124-36




MSI-1125-38



MSI-1126-53L



MSI-1126-53R




MSI-1127-62



MSI-1128-65

Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1129-69
Fig. 69

Tomes

obere und untere Wurzeln
upper and lower roots

MSI-1130-85
Fig. 85

untere Eckzähne, Prämolaren, Molaren
lower canines premolars and molars

MSI-1130-85A
Fig. 85A

untere Eckzähne, Prämolaren, Molaren
lower canines premolars and molars

MSI-1131-88R
Fig. 88R

obere Molaren, rechts
upper molars, right

MSI-1131-88L
Fig. 88L


obere Molaren, links
upper molars, left

Zahnzangen, amerikanische form
Extracting Forceps, american Pattern



MSI-1132-99A
Fig. 99A

obere Schneide- und Eckzähne, Prämolaren
upper incisors and canines, premolars




MSI-1132-99C
Fig. 99C

obere Schneide- und Eckzähne, Prämolaren
upper incisors and canines, premolars
incisivos y caninos, premolares superiores
incisives et canines, premolaires superieures
incisivi e canini, premolari superiori



MSI-1133-101
Fig. 101
Hull



MSI-1134-103
Fig. 103



MSI-1135-150
Cohen
universal
universal

Zahnzangen, Englische Form
Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1136-150
Fig. 150
Cryer



MSI-1136-150 A
Fig. 150 A
Cryer



MSI-1136-150 S
Fig. 150 S
Cryer



MSI-1137-151 S
Fig. 151 S
Cryer




MSI-1137-151
Fig. 151
Cryer




MSI-1137-151 A
Fig. 151 A
Cryer



Zahnzangen, amerikanische form
Extracting Forceps, american Pattern



MSI-1138-201



MSI-1139-203



MSI-1140-210S




MSI-1141-213



MSI-1142-217



MSI-1140-210H




MSI-1143-222



MSI-1144-286



MSI-1145-287



MSI-1146-287

Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1147-150AB




MSI-1148-151AB



MSI-1149-101AS



MSI-1150-151AS



MSI-150-150AS



MSI-1151-53RS

Zahnzangen, amerikanische form
Extracting Forceps, american Pattern



Zahnzangen, amerikanische form
Extracting Forceps, american Pattern



MSI-1159-23S
Fig. 23S
untere Molaren
lower molars



MSI-1160-23SK
Fig. 23SK
untere Molaren
lower molars



MSI-1161-17
Fig. 17SK
untere Molaren
lower molars



MSI-1162-150
Fig. 150SK
für obere Zähne und Wurzeln
upper anteriors and roots



MSI-1163-151
Fig. 151SK
für untere Zähne und Wurzeln
Lower anteriors and roots

With Diamond Dust Coating



MSI-1164-01
Fig. 01



MSI-1165-99
Fig. 99



MSI-1166-00

With Diamond Dust Coating



MSI-1167-17
Fig.17



MSI-1168-53L
Fig.53L



Fig. 53L



MSI-1168-53R
Fig.53R



Fig. 53R



Fig. 65



MSI-1169-65
Fig.65




With Diamond Dust Coating



MSI-1170-69
Fig. 69
Upper and Lower
Fragments and Roots




MSI-1171-150
Fig. 150
Upper Incisors, Cuspids
Bicuspid and Roots; Universal



MSI-1172-151
Fig. 151
Lower Incisors, Cuspids
Bicuspid and Roots; Universal



MSI-1171-150S
Fig. 150S
Pedo, Upper Primary
Teeth and Roots; Universal



MSI-1172-151S
Fig. 151S
Pedo, Lower Primary
Teeth and Roots; Universal



MSI-1173-01
Fig. 1
obere Schneide- und Eckzähne
upper incisors and bicuspid



MSI-1174-02
Fig. 2
Obere Schneide- und Eckzähne
upper incisors and bicuspid



MSI-1175-04
Fig. 4
Untere Schneide- und Eckzähne
lower incisors and bicuspid



MSI-1176-07
Fig. 7
Untere Prämolaren
lower premolars



MSI-1177-13
Fig. 13
Untere Prämolaren
lower premolars





MSI-1178-17
Fig. 17

Obere Molaren, rechts
upper molars, right



MSI-1179-18
Fig. 18

Obere Molaren, links
upper molars, left



MSI-1180-22
Fig. 22

untere Molaren
lower molars



MSI-1181-29
Fig. 29

Obere Schneidezähne und Wurzeln
upper incisors and roots



MSI-1182-33
Fig. 33


Untere Wurzeln
lower roots

Zahnzangen, Englische Form Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1184-33L
Fig. 33L

Untere Wurzeln
lower roots



MSI-1185-39L
Fig. 39L

Obere Molaren und Prämolaren, links
upper molars and premolars, left



MSI-1183-33A
Fig. 33A

Untere Wurzeln
lower roots



MSI-1185-39R
Fig. 39R

Obere Molaren und Prämolaren, rechts
upper molars and premolars, right



MSI-1186-49
Fig. 49

Feine obere Wurzeln
delicate upper roots

Zahnzangen, Englische Form
Extracting Forceps, English Pattern



MSI-1187-51
Fig. 51
Obere Wurzeln
upper roots



MSI-1187-51A
Fig. 51A
Obere Wurzeln
upper roots




MSI-1187-51L
Fig. 51 L
Obere Wurzeln
upper roots



MSI-1188-67
Fig. 67
Obere Weisheitszähne
upper wisdoms



MSI-1188-67A
Fig. 67 A
Obere Weisheitszähne
upper wisdoms





MSI-1189-73
Fig. 73
Untere Molaren
lower molars



MSI-1190-74
Fig. 74

Untere Wurzeln, Schneide- und Eckzähne
lower roots, incisors and bicuspids




MSI-1191-74N
Fig. 74N

Untere Wurzeln, Schneide- und Eckzähne
lower roots, incisors and bicuspids



MSI-1192-79
Fig. 79
Untere Weisheitszähne
lower wisdoms

Wurzelsplitterzangen
Root Splinter Forceps



MSI-1193-100
Witzel
obere Wurzeln
upper roots



MSI-1193-101
Witzel
untere Wurzeln
lower roots



MSI-1194-16
Brom-Allen
16.5 cm



MSI-1195-01
Albrecht
16 cm



MSI-1195-02
Albrecht
16 cm



MSI-1196-01
140 mm
Nervkanalzange
nerve canal pliers

MSI-1196-02
140 mm
Nervkanalzange
nerve canal pliers

**Wurzelsplitterzangen
Root Splinter Forceps**



MSI-1197-01
Arthur
140 mm
Wurzelfragmente
root fragments



MSI-1198-02
Stieglitz
45°
140 mm
Wurzelfragmente
root fragments



MSI-1198-01
Stieglitz
140 mm
Wurzelfragmente
root fragments



MSI-1198-03
Stieglitz
90°
140 mm
Wurzelfragmente
root fragments



MSI-1199-01
Ralks
150 mm
Wurzelfragmente
root fragments



MSI-1199-02
Ralks
45°
150 mm
Wurzelfragmente
root fragments